

Insulinpumpene MiniMed™ 508 og MiniMed™ Paradigm™-serien Bekymring vedrørende cybersikkerhet

Juni 2019

Medtronics referanse: FA875

Til brukere av insulinpumpen Paradigm,

Du mottar dette skrevet fordi du er registrert som bruker av en Medtronic MiniMed™ Paradigm™ eller MiniMed™ 508 insulinpumpe. Fordi din sikkerhet er vår førsteprioritet gjør vi deg oppmerksom på en potensiell risiko med cybersikkerheten.

Potensiell risiko med cybersikkerhet:

Insulinpumpene MiniMed™ Paradigm™ og MiniMed™ 508 er laget for å kunne kommunisere, ved bruk av trådløs radiofrekvens (RF), med annet utstyr som blodsuktermålere, glukosesensorers sendere, CareLink™ USB og fjernkontroller.

Forskere innen sikkerhet har identifisert en potensiell sårbarhet vedrørende cybersikkerhet relatert til disse insulinpumpene. Uautorisert personell med tekniske egenskaper og verktøy kan potensielt sende radiosignaler til en insulinpumpe i nærheten, og endre innstillinger og kontrollere insulintilførselen. Dette kan føre til hypoglykemi (hvis for mye insulin blir tilført), eller hyperglykemi og diabetisk ketoacidose (hvis for lite insulin blir tilført).

VIKTIG MERKNAD: Vi har ikke mottatt noen rapporter på at uautorisert personell har endret innstillingene, eller hvor insulintilførselen er kontrollert.

HVA MÅ GJØRES:

Med tanke på din sikkerhet anbefaler vi deg å ta følgende forhåndsregler:

- Ikke del pumpens serienummer med noen.
- Vær oppmerksom på meldinger, varsler og alarmer fra pumpen.
- Kanseller umiddelbart bolusdoser som er utilsiktet.
- Følg nøye med på dine blodsukkerverdier og håndter dem riktig.
- Ikke koble til noens tredjeparts utstyr, eller bruk programvarer som ikke er autorisert av Medtronic.
- Koble din CareLink™ USB fra datamaskinen når den ikke brukes til å laste ned data fra insulinpumpen din.

Disse pumpemodellene ER sårbare for denne potensielle risikoen:

Insulinpumper
MiniMed™ Paradigm™ 512/712 pumper MiniMed™ Paradigm™ 515/715 pumper MiniMed™ Paradigm™ 522/722 pumper MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754 pumper (programvare 2.5 og 2.6) MiniMed™ 508 pumper

Disse pumpemodellene er **IKKE** sårbare for denne potensielle risikoen:

Insulinpumper	Software Versions
MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754 med programvare 2.7A eller større For å finne programvareversjonen til insulinpumpen MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754, gå til statusskjermen: <ul style="list-style-type: none">▪ For å åpne statusskjermen trykk ESC til du ser statusskjermen.▪ For å se mer tekst på statusskjermen trykk pilene opp eller ned for å bla, og for å se all informasjonen.▪ For å gå ut av statusskjermen trykk ESC til statusskjermen går vekk.	Alle
MiniMed™ 640G pumper MiniMed™ 670G pumper	Alle

Hos Medtronic er din sikkerhet vår førsteprioritet. Vi er forpliktet til å levere sikre og effektive behandlingsformer. Vi setter pris på at du har tatt deg tid å lese gjennom dette skrevet.

Har du ytterligere spørsmål ber vi deg kontakte din lokale Seksjon for Behandlingshjelpemidler.

Vennlig hilsen



Mette-Marie Harild
VP ABGI Nordics